




ELŐKEZELŐ KÉSZÜLÉK

BELPREP VAC

BELPREP VAC II a gázmentesítést melegítéssel végző mintaelőkészítő egység, mely a mintákat vákuum vagy inert gázáram alatti mérésre készíti elő. Az előkészítés különösen hatékony és gyors, mivel az magával a méréssel egyidejűleg végezhető.

BELPREP VAC II készülék 3 mintát képes kezelni.

BELPREP VAC III készülék 6 mintát képes kezelni.

BELPREP VAC II

Vákuumos/melegítéssel gázmentesítés	igen
Áramlásos/melegítéssel gázmentesítés	opció
Előkezelési portok száma	3
Max. hőmérséklet	430°C
Hőmérséklet helyessége	±5°C
Programozható hőmérsékletszabályozás	-
Öblítőgáz automatizált leállítása	igen
Vákuum szívási sebesség automatizált állítása (minta diszpergálása megakadályozásához)	igen
Méret (szél x mag x mély)	321 x 158 x 363 mm
Súly	15 kg
Gázigény	gáz: N ₂ : 0.1 Mpa (G) csatlakozás: 1/8" Swagelok elektromos hálózat: AC 100-120 V vagy AC 200-240 V, 530 VA (vákuumszivattyú nélkül), 50/60 Hz
CE jelzés	igen

BELPREP VAC III

Vákuumos/melegítéssel gázmentesítés	igen
Áramlásos/melegítéssel gázmentesítés	opció
Előkezelési portok száma	6
Max. hőmérséklet	450°C
Hőmérséklet helyessége	±5°C
Programozható hőmérsékletszabályozás	igen
Öblítőgáz automatizált leállítása	-
Vákuum szívási sebesség automatizált állítása (minta diszpergálása megakadályozásához)	-
Méret (szél x mag x mély)	400 x 317 x 383 mm

Súly	15 kg
Gázigény	gáz: N2: 0.1 Mpa(G) csatlakozás: 1/8" Swagelok elektromos hálózat: AC 100-120 V vagy AC 200-240 V, 630W (vákuumszivattyú nélkül), 50/60 Hz
CE jelzés	igen

www.microtrac.com/belprep-vac